

TRIASPORT


ELBISPORT

Orteză de cot mobilă

Ref. SRT 241

INDICAȚII

Se utilizează în entorse, luxații, contuzii.



MEDICAL



SPORT



ZILNIC

DESCRIERE


Orteză cu design anatomic, realizată din material textil. Închiderea se face cu scai.

Lungime: 18 cm.


Orteza este un suport pentru articulația cotului, pe care o stabilizează și o protejează.

COMPOZIȚIE

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



TRANSFER
DE AER



TRANSFER
DE APĂ



CULORI DISPONIBILE

Negru



MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală

Pentru circumferința cotului între 22 - 34 cm.



MĂRIME