

THERMOFIX LEG 02

Orteză de genunchi gleznă picior

Ref: SRT 710

Indicații

Se utilizează ca tratament ortopedic al diferitelor afecțiuni la nivelul gleznei, în cazul necesității descărcării de greutate a gleznei.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil.

Fixarea ortezei se face cu 2 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată, de 3 mm.

Pentru echilibrarea bazinului este necesară înălțarea tălpii pantofului de pe partea opusă.



Detalii produs



- pentru echilibrarea bazinului este necesară înălțarea tălpii pantofului de pe partea opusă.



- fixarea ortezei se face cu 2 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale