

THERMOFIX ANKLE

Orteză de gleznă picior fixă

Ref. SRT 702

Indicații

Se utilizează în caz de fracturi la nivelul zonei, atât ca tratament ortopedic cât și postoperator, în unele procese inflamatorii.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil.

Fixarea ortezei se face cu 2 sau 3 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.

Orteza de gleznă picior fixă SRT 702 poate fi confecționată în 2 variante:

- pentru mers (se utilizează în încălțăminte)
- pentru posturare (se utilizează noaptea).



Detalii produs



- fixarea ortezei pentru mers se face cu 2 benzi prevăzute cu scai



- fixarea ortezei pentru posturare se face cu 3 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale