

THERMOBIL ANKLE

Orteză de gleznă picior mobilă

Ref. SRT 703

Indicații

Se utilizează în caz de instabilitate laterală a gleznei.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil și este prevăzută cu 2 articulații laterale.

Fixarea ortezei se face cu 2 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.



Detalii produs



- fixarea ortezei se face cu 2 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale