

CORSET CHENEAU

Orteză toraco lombo sacrală

Ref. SRT 803

Indicații

Se utilizează pentru redresarea coloanei vertebrale în scolioza idiopatică dorsolombară, imobilizarea coloanei în cazul traumatismelor.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil.

Fixarea ortezei se face cu 3 benzi prevăzute cu scai.

Orteza nu este prevăzută cu căptușeală pentru a permite remodelarea cu pelote de compresie, de-a lungul utilizării.

Din acest motiv se recomandă utilizarea corsetului peste un tricou din bumbac.



Detalii produs



- fixarea ortezei se face cu 3 benzi prevăzute cu scai



- suprafețe de presiune pentru corectarea curburilor scoliotice și decupaje largi pentru compensare



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale