

THERMOBIL GENU

Orteză de genunchi mobilă (Balant)

Ref. SRT 706

Indicații

Se utilizează în caz de instabilitate cronică a genunchiului, gonartroză, atât ca tratament ortopedic cât și preoperator sau postoperator.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil și este prevăzută cu 2 atele metalice laterale, cu articulație liberă.

Se poate confecționa cu talpă sau fără, în funcție de afecțiune.

Fixarea ortezei se face cu 4 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.



Detalii produs



- poziționare posterioară
- articulații metalice laterale



- fixarea ortezei se face cu 4 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale