

TRIASPORT


CALFSPORT

Orteză de gambă

Ref. SRT 351

INDICAȚII

Se utilizează în caz de leziuni ale musculaturii gambei, traumatisme sportive.



MEDICAL



SPORT




ZILNIC

DESCRIERE


Orteză cu design anatomic, deschisă anterior, realizată din material textil. Închiderea se face anterior cu 3 benzi prevăzute cu scai. Lățime: 26 cm.

COMPOZIȚIE

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



TRANSFER
DE AER



TRANSFER
DE APĂ

CULORI DISPONIBILE

Negru



MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală
Pentru circumferința gambei între 29 - 48 cm.



MĂRIME

