

TRIASPORT


MALLEOSPORT

Orteză de gleznă mobilă
cu suport elastic

Ref. SRT 347

INDICAȚII

Se utilizează în caz de entorse, luxații, după fracturi consolidate, procese inflamatorii, după îndepărtarea aparatului gipsat.



MEDICAL



SPORT



ZILNIC

DESCRIERE

Orteză cu design anatomic, realizată din material textil, prevăzută cu:

- 2 benzi de fixare cu scai
- o bandă de fixare din scai elastic pentru reglarea compresiei.

Regiune calcaneană liberă.


Închiderea se face anterior cu scai.

Înălțime: 21 cm.


Orteza este un suport pentru gleznă, asigurând stabilitate la utilizare.

COMPOZIȚIE

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



TRANSFER
DE AER



TRANSFER
DE APĂ

CULORI DISPONIBILE

Negru



MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală

Pentru circumferința gleznei între 20 - 30 cm.



MĂRIME

