

MASCĂ

Orteză protecție nazo-facială

Ref. SRT 805

Indicații

Se utilizează pentru protecția piramidei nazale sau a unor segmente faciale, postoperator, post traumatism sau în timpul activităților sportive.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil.

Fixarea ortezei se face cu 2 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.



Detalii produs



- fixarea ortezei se face cu 2 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale