

TRIASPORT


HALLUFIX

Orteză hallux valgus

Ref. SRT 301

INDICAȚII

Se utilizează pentru corectarea hallux valgus, postoperator.
Se utilizează în timpul nopții.



MEDICAL



SPORT




ZILNIC

DESCRIERE


Orteza cu design anatomic este realizată din material textil.
Este prevăzută cu o atelă metalică ce se poate modela, cu efect de corecție fiziologică a poziției halucelui.
Închiderea se face cu scai.

COMPOZIȚIE

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



TRANSFER
DE AER



TRANSFER
DE APĂ

CULORI DISPONIBILE

Negru



MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală în variantele stânga și dreapta
Pentru circumferința antepiciorului între 20 - 29 cm.



MĂRIME



VARIANTE

