

UNOFIX

Orteză de police fixă

Ref. SRT 209

Indicații

Se utilizează în entorse, luxații, fracturi la nivelul policelui.

Descriere

Orteză realizată din material textil, policele este fixat cu ajutorul unei atele din material plastic.


Închiderea se face cu scai.

Lățime: 10 cm.


Orteza stabilizează și imobilizează articulația metacarpofalangiană și interfalangiană a policelui.

Compoziție

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



transfer de aer



transfer de apă



Detalii produs



- închiderea se face cu scai




- atelă pentru police din material plastic



- Culoare disponibilă:
negru

Mărimi disponibile în variantele stânga și dreapta

Mărimi	1	2	3	4
Circumferința încheieturii mâinii (cm)	15-17	17-19	19-21	21-25
Referință	SRT209M1	SRT209M2	SRT209M3	SRT209M4



După referința produsului trebuie adăugat **L pentru Stânga, R pentru Dreapta**

Se măsoară circumferința încheieturii mâinii