

THERMOFIX GENU LOCK

Orteză de genunchi cu articulație reglabilă de noapte (Genu var/valg)

Ref. SRT 708

Indicații

Se utilizează ca tratament ortopedic al genunchiului var/valg. Se utilizează exclusiv în timpul nopții și nu se utilizează în timpul mersului.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil și este prevăzută cu o atelă metalică posterioară, cu articulație reglabilă.

Fixarea ortezei se face cu 5 benzi prevăzute cu scai. Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.



Detalii produs



- atelă metalică posterioară, cu articulație reglabilă



- fixarea ortezei se face cu 5 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale