

AKTIV LIGTH 02 TRIA

Orteză de genunchi mobilă cu suport patelar

Ref. SRT 316

Indicații

Se utilizează în caz de entorse, luxații, după fracturi consolidate, procese inflamatorii, instabilitate laterală a articulației genunchiului. Se recomandă atât ca tratament ortopedic cât și postoperator.

Descriere

Orteză tip manșon, realizată din material textil, prevăzută cu:

- o bandă elastică cu silicon (10mm) antialunecare, în interiorul părții superioare
- 2 atele metalice tip arc, câte una pe fiecare parte
- suport patelar (spumă de polietilenă).

Lungime: 29 cm.

Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele 2 atele metalice tip arc, câte una pentru fiecare parte, asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.

Datorită formei sale tubulare, tip manșon, nu se recomandă a fi utilizată în cazul unui genunchi cu edem și tumefacție majoră.

Compoziție

Neopren acoperit pe ambele părți cu material textil, poliester 100%.



Detalii produs



- orteză tubulară tip manșon



- atelă metalică flexibilă



- Culoare disponibilă:
negru

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6	7	8
Circumferința genunchiului (cm)	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47	47-49
Referință	SRT316M1	SRT316M2	SRT316M3	SRT316M4	SRT316M5	SRT316M6	SRT316M7	SRT316M8

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei

