

CORSET MINERVA

Orteză cervico toracică

Ref. SRT 804

Indicații

Se utilizează pentru redresarea coloanei cervicale în cazul traumatismelor, discopatii, atât ca tratament ortopedic cât și postoperator.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil.

Fixarea ortezei se face cu 7 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.



Detalii produs



- fixarea ortezei se face cu 7 benzi prevăzute cu scai



- poziționare posterioară



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale