

CORSET BOSTON SOFT

Orteză toraco lombo sacrală

Ref. SRT 802

Indicații


Se utilizează pentru redresarea coloanei vertebrale în scolioza idiopatică, în special cea lombară, imobilizarea coloanei lombare în afecțiunile cronice sau în cazul traumatismelor.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil și este prevăzută cu decupaje largi pentru reducerea greutății ortezei și a suprafeței de contact cu pielea. Fixarea ortezei se face cu 2 benzi prevăzute cu scai.



Detalii produs



- fixarea ortezei se face cu 2 benzi prevăzute cu scai, care o înconjoară circular la nivelul taliei



- decupaje largi pentru reducerea greutății ortezei și a suprafeței de contact cu pielea



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale