

THERMO H-LEG 02

Orteză de șold genunchi gleznă picior

Ref. SRT 716

Indicații

Se utilizează în caz de tetrapareză și parapareză, doar cu încălțăminte, pentru a preveni alunecarea.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil și este prevăzută cu 2 articulații metalice laterale, blocabile în timpul mersului.

Sprijinul este pe talpă.

Fixarea ortezei se face cu 4 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.



Detalii produs



- poziționare posterioară



- fixarea ortezei se face cu 4 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale