

TRIASPORT


TRIAFIX ARM 03

Suport fixare braț

Ref. SRT 247

INDICAȚII

Se utilizează pentru susținerea brațului și antebrățului.



MEDICAL



SPORT




ZILNIC

DESCRIERE


Orteză cu design anatomic realizată din material textil, formată dintr-o singură componentă care susține brațul, prevăzută cu o bandă de susținere reglabilă (cu scai tip "crocodil" și manșon de protecție). Componenta pentru susținerea antebrățului este reglabilă în lungime, la nivelul încheieturii mâinii, prin îndoirea suportului pe liniile de cusătură. Îndoirea se face în funcție de lungimea antebrățului și nevoia susținerii. După măsurarea antebrățului (olecran - radiocarp) se îndoaie pe cusătură în funcție de lungime. Închiderea se face cu scai. Orteza este un suport eficient pentru braț și antebrăț.

COMPOZIȚIE

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



TRANSFER
DE AER



TRANSFER
DE APĂ

CULORI DISPONIBILE

Negru



MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală
Pentru lungimea antebrățului cuprinsă între 22-36 cm.



MĂRIME

