

TRIASPORT


ELBI PREMIUM

Orteză de cot epicondilită

Ref. SRT 207

INDICAȚII

Se utilizează în epicondilită, tendinită, suprasolicitatea articulației (cotul tenismanului).



MEDICAL



SPORT



ZILNIC

DESCRIERE

Orteză cu design anatomic realizată din material textil, prevăzută cu:

- o pelotă ce exercită presiune asupra ligamentelor, la nivelul epicondilului
- o bandă de fixare cu cataramă.


Închiderea se face cu scai.

Lățime: 8 cm.


Datorită benzii de fixare cu scai și a cataramei, orteza poate fi reglată la gradul optim de compresie, astfel încât pelota să exercite presiunea necesară asupra ligamentelor.

COMPOZIȚIE

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



TRANSFER
DE AER



TRANSFER
DE APĂ

CULORI DISPONIBILE

Negru



MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală

Pentru circumferința cotului între 22 – 34 cm.



MĂRIME

