

THERMOFIX LEG 01

Orteză de genunchi gleznă picior

Ref. SRT 709

Indicații

Se utilizează ca tratament ortopedic al diferitelor afecțiuni la nivelul genunchiului, gambei sau gleznei, afecțiuni neurologice spastice.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil.

Fixarea ortezei se face cu 5 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.



Detalii produs



- poziționare posterioară



- fixarea ortezei se face cu 5 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale