

GENU MOBIL

Orteză de genunchi mobilă cu suport patelar

Ref. SRT 305

Indicații

Suport în caz de afecțiuni ușoare ale genunchiului, procese inflamatorii.

Descriere

Orteză tip manșon, realizată din material textil, prevăzută cu o bandă elastică cu silicon (10mm) antialunecare, în interiorul părții superioare și suport patelar (spumă polietilenă).

Lungime: 29 cm.

Orteza stabilizează articulația genunchiului și susține rotula, fără să exercite presiune asupra ei.

Compoziție

Neopren acoperit pe ambele părți cu material textil, poliester 100%.



Detalii produs



- orteză tubulară tip manșon
- suport patelar din spumă de polietilenă



- Culoare disponibilă:
negru

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6	7	8
Circumferința genunchiului (cm)	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47	47-49
Referință	SRT305M1	SRT305M2	SRT305M3	SRT305M4	SRT305M5	SRT305M6	SRT305M7	SRT305M8

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei

