

TRIACARP M FINGER

Orteză de încheietura mâinii mână deget fixă

Ref. SRT 213

Indicații

Se utilizează în entorse, luxații, artroze, sindrom de tunel carpian, paralizia nervului radial, tenosinovite, fracturi la nivelul zonei, atât ca tratament ortopedic cât și postoperator.

Descriere

Orteză realizată din material textil, prevăzută cu:

- o atelă metalică palmară ce se poate modela
- o atelă metalică pentru police ce se poate modela
- o bandă cu scai, care se fixează în jurul articulației radiocarpiane.


Închiderea se face cu scai, pe partea dorsală a mâinii.

Lungime: 24 cm.


Orteza este un dispozitiv medical semirigid ce stabilizează și imobilizează cu succes articulația radiocarpiană limitând flexia și extensia, iar atela pentru police imobilizează policele.

Compoziție

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



transfer de aer



transfer de apă



Detalii produs



- bandă de fixare în jurul articulației radiocarpiane
- închiderea se face cu scai




- atelă metalică pentru police ce se poate modela
- atelă metalică palmară ce se poate modela



- Culoare disponibilă: negru

Mărimi disponibile în variantele stânga și dreapta

Mărimi	1	2	3	4	5
Circumferința încheieturii mâinii (cm)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25
Referință	SRT213M1	SRT213M2	SRT213M3	SRT213M4	SRT213M5



După referința produsului trebuie adăugat **L pentru Stânga, R pentru Dreapta**

Se măsoară circumferința încheieturii mâinii