

AKTIV

Orteză de genunchi mobilă cu suport patelar și articulații laterale

Ref. SRT 304

Indicații

Se utilizează în caz de instabilitate laterală a articulației genunchiului, traumatisme sau afecțiuni la nivelul genunchiului, procese inflamatorii, pentru reabilitare postchirurgicală.

Descriere

Orteză tip manșon, realizată din material textil, prevăzută cu:

- o bandă elastică cu silicon (10mm) antialunecare, în interiorul părții superioare
- 2 atele metalice cu articulație mobilă, câte una pe fiecare parte
- 2 benzi de fixare, cu scai elastic. Scaiul elastic se mulează pe anatomia conică a coapsei, împiedicând alunecarea ortezei
- suport patelar (spumă polietilenă).

Lungime: 32 cm.

Orteza este un suport pentru articulația genunchiului, cele două articulații laterale policentrice asigurând stabilitate și siguranță la utilizare.

Datorită formei sale tubulare, tip manșon, nu se recomandă a fi utilizată în cazul unui genunchi cu edem și tumefacție majoră.

Compoziție

Neopren acoperit pe ambele părți cu material textil, poliester 100%.



Detalii produs



- orteză tubulară tip manșon
- benzi de fixare cu scai elastic



- suport patelar din spumă de polietilenă



- atele metalice cu articulație mobilă



- Culoare disponibilă: negru

Mărimi disponibile

Mărimi	1	2	3	4	5	6	7	8
Circumferința genunchiului (cm)	33-35	35-37	37-39	39-41	41-43	43-45	45-47	47-49
Referință	SRT304M1	SRT304M2	SRT304M3	SRT304M4	SRT304M5	SRT304M6	SRT304M7	SRT304M8

Se măsoară circumferința genunchiului la mijlocul rotulei

