

TRIASPORT


LOMBOSPORT

Corset lombo sacral

Ref. SRT 146

INDICAȚII

Se utilizează în caz de hernii de disc incipiente, lombalgii, post intervenții chirurgicale, în caz de osteoporoză, pentru susținerea coloanei lombare.



MEDICAL



SPORT



ZILNIC

DESCRIERE

Corset cu design anatomic, realizat din material textil, prevăzut cu:

- 4 atele metalice flexibile pentru susținere
- 2 benzi elastice de 14 cm.


Închiderea se face anterior cu scai.

Lățime: anterior 14 cm, posterior 22 cm.


Cele 4 atele metalice flexibile stabilizează regiunea lombară reducând ușor lordoza, iar compresia pe care o exercită banda elastică stimulează metabolismul local, reducând tensiunea musculară și durerea.

COMPOZIȚIE

Material textil cașerat cu 3 straturi. Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, asigurând un transfer rapid al umidității spre exterior.



TRANSFER
DE AER



TRANSFER
DE APĂ

CULORI DISPONIBILE

Negru



MĂRIMI DISPONIBILE

Mărime universală

Pentru circumferința taliei între 65 - 115 cm.



MĂRIME

