

THERMOCARP

Orteză de încheietura mâinii mână fixă

Ref. SRT 601

Indicații

Se utilizează în caz de entorse, luxații, tenosinovite, artroze, sindrom de tunel carpian, paralizia nervului radial, fracturi la nivelul zonei, în unele procese inflamatorii, atât ca tratament ortopedic cât și postoperator.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil.

Fixarea se face cu 3 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.

Susținerea antebrățului se face cu o bandă reglabilă (cu scai tip "crocodil" și manșon de protecție), opțională.



Detalii produs



- bandă reglabilă (cu scai tip "crocodil" și manșon de protecție), opțională



- fixarea se face cu 3 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale