

THERMOHIP LOCK

Orteză de șold blocabilă

Ref. SRT 711

Indicații

Se utilizează în procese inflamatorii severe la nivelulul șoldului, prevenirea luxației de șold, pentru imobilizarea șoldului post artroplastie, după fracturi sau luxații de șold.

Orteza stabilizează articulația șoldului, restricționează rotația externă și abducția.

Descriere

Orteza se confecționează pe bază de mulaj gipsat individual, din material plastic termoformabil și este prevăzută cu o articulație metalică laterală, blocabilă în timpul mersului.

Fixarea ortezei se face cu 3 benzi prevăzute cu scai.

Orteza este căptușită cu spumă de polietilenă perforată de 3 mm.



Detalii produs



- poziționare posterioară



- fixarea ortezei se face cu 3 benzi prevăzute cu scai



- Culori disponibile: negru, alb, model camuflaj, model albastru blugi, model colorat copii

Mărimi disponibile după măsurători individuale